



Kako si ustrezno namestiti

**BARRIER<sup>®</sup> FFP2** zaščitno masko

## Nameščanje Barrier® zaščitne maske FFP2



1. Ločite zgornji in spodnji rob maske.



2. Masko položite pod brado in elastične trakove potegnite čez glavo.



3. Namestite zgornji elastični trak nad ušesa. Spodnji elastični trak namestite pod ušesa do predela vratu.



4. Nosno sponko namestite preko nosu in jo oblikujte z obema rokama tako, da bo maska tesno in varno nameščena na obraz. Prilagodite celotno masko obrazu, da bo udobna in varna za uporabnika. Preverite, če je maska ustrezno nameščena in dobro tesni (glej spodaj) in jo po potrebi ponovno prilagodite in ustrezno namestite.

## Odstranjevanje Barrier® zaščitne maske FFP2



1. Primite za elastiki zadaj in ju potegnite (naprej) čez glavo.



2. Masko zavrzite neposredno tako, da jo držite le za elastiki in stran od telesa. Razkužite si roke.

## Preverjanje uporabnika, če je maska ustrezno nameščena in dobro tesni (preizkus prileganja)

Preverjanje ustrezne namestitve maske je potrebna vedno in vsakič, kadar masko namestimo. Med nošenjem maske (ko je maska nameščena na obraz) močno izdihnite. V kolikor zaznate, da zrak uhaja v predelu nosne sponke ali ob robovih mask, nosno sponko ponovno prilagodite obrazu. Če zrak uhaja ob robovih maske, poskusite popraviti in prilagoditi elastične trakove zadaj in prilagodite celotno masko, da se bolje prilega obrazu. V kolikor maska ni ustrezno nameščena, NE VSTOPAJTE v delovno področje.

### Če zrak uhaja okoli nosu

Uporabite prste obeh rok in jih položite zgoraj na kovinsko nosno sponko. Pomikajte se s prsti, na obeh straneh, po nosni sponki navzdol, za učinkovitejše oblikovanje v področju nosu in učinkovitejši prilagodljivosti oblike vašega nosu.

Več lahko izveste na spletni strani [www.molnlycke.com](http://www.molnlycke.com)

Mölnlycke Health Care AB, P.O. Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, SE-402 52 Göteborg, Sweden. Phone +46 31 722 30 00  
The Mölnlycke and BARRIER trademarks, names and logos are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care group of companies. ©2020 Mölnlycke Health Care AB. All rights reserved. HQJM001811

